

6/97 -Sf-


**Mode d'emploi****451 15****Lampe à vapeur de mercure**

Fig. 1

La lampe à vapeur de mercure fournit une lumière de grande luminance. Le spectre de raies du rayonnement avec une grande part de lumière ultraviolette est situé dans le domaine de longueurs d'onde allant d'environ 579 nm à 248 nm.

Exemples d'expériences:

- Diffraction, interférence
- Spectre du mercure
- Fluorescence, phosphorescence
- Effet photoélectrique
- Détermination de la constante de Planck h à partir du spectre du mercure

Bibliographie:

«Amplificateur de mesure D»; en anglais (532 032)
Descriptions d'expériences se rapportant au catalogue de physique «Physique atomique et nucléaire»; en allemand (599 861)

1 Remarques de sécurité

- Attention! Fort échauffement de l'ampoule à des températures supérieures à 100 °C!
- Ne brancher la lampe au réseau de tension alternative (230 V~) que par l'intermédiaire de la bobine de self universelle (voir paragraphe 3)
- Ne pas regarder dans le faisceau lumineux direct ou réfléchi (rayonnement ultraviolet)
- Protéger la lampe contre les chocs, la chute, etc. (elle risquerait de se casser)
- Si le brûleur à tube de quartz venait à se casser, procéder à une élimination correcte du mercure (par ex. avec l'adsorbant de mercure 306 83) afin d'exclure la génération de vapeurs de mercure toxiques.

2 Description, caractéristiques techniques

- ① Culot, E 27
- ② Ampoule en verre opaque, laquée en noir, si ce n'est l'ouverture pour la sortie de la lumière (2.1)
Diamètre de l'ouverture: 30 mm
- ③ Brûleur au mercure: tube de quartz avec charge de mercure et électrode scellée, relié au culot ① par le biais de résistances en série.

Caractéristiques techniques

Tension d'allumage:	env. 200 V
Tension de décharge:	env. 115 V
Courant de décharge:	env. 0,8 A
Puissance:	80 W
Luminance:	600 cd/cm ²
Température de couleur:	env. 6000 K

3 Utilisation**Matériel supplémentaire nécessaire:****Alimentation en tension**

Bobine de self universelle (pour une alimentation secteur de 230 V/50 Hz)	451 30
ou	
Bobine de self à assembler (pour 230 V/50 Hz ou 60 Hz), constituée de	
bobine, 1000 spires	562 15
noyau en U avec joug et agrafe d'assemblage	562 11/12
Bande de papier, env. 5 cm x 16 cm	
Boîte de jonction de sécurité	502 06
Ampèremètre pour 1 A~, précision: classe 1,5, par ex.	
Ampèremètre-voltmètre	531 94
Câbles de sécurité	de 500 60 réf. suivantes

Douille E 27

pour une alimentation en tension par la bobine de self universelle 451 30:	
Douille E 27 avec fiche multiple	451 19
ou	
pour une alimentation en tension par des appareils à douilles de 4 mm:	
Douille E 27 à fiches séparées	451 18

Matériel support, par ex.

Petit pied en V	300 02
pour le montage dans un dispositif avec un axe optique défini par ex.	
Banc d'optique	460 43
Noix Leybold	301 01
Pince de table, par ex.	301 07

Matériel supplémentaire recommandé suivant les conditions expérimentales:

pour l'image optique d'une fente éclairée avec de la lumière au mercure

Condenseur, par ex.	
Lentille dans monture, $f = 100$ mm	460 03
Fente réglable	460 14
Lentille, par ex.	
Lentille dans monture, $f = 100$ mm	460 03
ou (pour des expériences dans le domaine des ultraviolets)	
Lentille de quartz dans monture, $f = 150$ mm	469 07
Ecran translucide	441 53

pour la décomposition spectrale de lumière du mercure:

Prisme à vision directe dans support	466 05/04
ou (pour des expériences dans le domaine des ultraviolets)	
Prisme en verre quartzé sur plateau	
pour prisme	469 17/460 25

pour l'absorption de la part visible de la lumière du mercure

Filtre ultraviolet dans	
monture-support avec pinces à ressort	469 79/460 22

comme indicateur pour le rayonnement ultraviolet

Ecran au sulfure de zinc	468 72
Ecran fluorescent pour ultraviolet	469 42

Ne brancher la douille E 27 (451 18 ou 19) à l'alimentation en tension que lorsque la lampe est bien vissée.

En cas d'utilisation de la douille (451 18) à fiches séparées, brancher le câble rouge et le câble noir à la source de tension et établir la connexion de terre par l'intermédiaire du câble jaune-vert (relié au boîtier de la douille!).

Pour une alimentation en tension par la bobine de self à assembler, (voir fig. 3.1/2), placer un carton mince entre le noyau en U et le joug; commencer par déplacer le joug dans le circuit conformément à la fig. 3.1 de façon à ce qu'il passe un courant de 1 A (condition requise pour le courant de la lampe nécessaire d'env. 0,8 A); visser le joug puis remplacer l'ampèremètre par la lampe alors que la tension est coupée (fig. 3.2); il est préférable d'utiliser des câbles de sécurité (500 600 et réf. suivantes) et d'équiper de douilles de sécurité (500 95/96/98) les appareils qui en sont dépourvus (il s'agit là d'une garantie pour la protection en cas de contacts fortuits).

Durée de chauffage jusqu'à la pleine puissance lumineuse: env. 10 min.

Ne pas couper l'alimentation en tension avant d'avoir terminé l'expérience, car en cas de remise en route, une lampe à température de service ne s'allume pas (si besoin est, il faut accélérer le refroidissement en soufflant dessus).




Fig. 2




Fig. 3.1




Fig. 3.2