


Grenzstrahlentherapie-Röhre

Typ R 10/25



Anwendungsgebiete

Grenzstrahlentherapie

nach Dr. G. Bucky

Technische Daten

Anschluß	nur an dem hochspannungssicheren Siemens-Grenzstrahlenapparat nach Dr. G. Bucky
Strahlenschutz	in Verbindung mit dem vorgenannten Röntgenapparat
Eigenfilterung	das Strahlenaustrittsfenster besteht aus sehr dünnwandigem Spezialglas (Lindemannglas), um die Anwendung sehr langwelliger (weicher) Strahlung zu ermöglichen.
Kühlung	künstlicher Luftstrom durch einen in den Apparat fest eingebauten Lüfter.
Betriebsspannung	maximal 12 kV _s
Höchste Heizung	etwa 4,0 A 4,9 V
Dauerleistung	10 kV _s 25 mA an Wechselspannung 12 kV _s 20 mA an Wechselspannung Länge etwa 235 mm Gewicht etwa 1,1 kg Waren-Nr. 36 64 33 00
Bestell-Liste	Grenzstrahlentherapie-Röhre Typ R 10/25 Bestell-Nr. 36 65 20

